

Hochfrequenz-Elektromog-Messgerät bzw. EMF / EMV Messgerät / Detektor Acousticom 2

Das Acousticom 2 ermöglicht, sich einen schnellen Überblick über die momentane **Belastung mit gepulster Hochfrequenzstrahlung** zu verschaffen.

Das Gerät zeigt die Feldstärke der Signale in V/m an. Die baubiologische Einheit ist das $\mu\text{W}/\text{m}^2$. Dabei entsprechen 0,01 V/m ca. 0,25 $\mu\text{W}/\text{m}^2$, 0,02 V/m ca. 1 $\mu\text{W}/\text{m}^2$, 0,05 V/m ca. 10 $\mu\text{W}/\text{m}^2$, 0,10 V/m ca. 50 $\mu\text{W}/\text{m}^2$, 0,30 V/m ca. 250 $\mu\text{W}/\text{m}^2$, 1,00 V/m ca. 2.500 $\mu\text{W}/\text{m}^2$, 3,00 V/m ca. 25.000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ und 6,00 V/m ca. 100.000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$.

Die baubiologischen Empfehlungen für Schlafplätze sprechen bereits bei 10 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ von einer schwachen Auffälligkeit. Werte zwischen 10 und 1.000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ sind stark, und alles über 1.000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ ist extrem auffällig und bedarf einer sofortigen Sanierung.


Solange also nur die grünen 0,01 und 0,02 Led's leuchten, braucht man sich als nicht elektrosensibler Mensch noch keine Gedanken machen.

Das Gerät erfasst alle Signale im Frequenzbereich von 200 MHz bis 8.000 MHz (8 GHz). Durch diesen sehr weiten Frequenzbereich erfasst das Messgerät das gesamte Spektrum von den tiefliegenden TETRA Frequenzen, über GSM, UMTS, EDGE, LTE, 5G, DECT Telefone, WLAN 2,4 GHz, WLAN 5,6 GHz, bis hinauf zum Radar der Flugsicherung und Schifffahrt. Es verfügt über eine mehrfarbige Leuchtdiodenscala mit 8 Stufen von 0,01 bis 6,0 V/m (entspricht 0,25 bis 100.000 $\mu\text{W}/\text{m}^2$). Die Signale können auch hörbar gemacht werden. Messbare Strahlungsquellen sind unter anderem: Handys, Tablets, Smartphones, Smartwatches, Handymasten, GSM, EDGE, UMTS, LTE, 5G, WLAN, DECT, Wifi, Wimax, DAB, Tetra, Radar, Bluetooth, Zigbee, Smartmeter, PC, Drucker, Funkrauchmelder, Funkthermometer, Funkschlüssel, Funkkameras und versteckte Minispione genauso wie Funkfernsteuerungen z.B. von Flugdrohnen o.ä. und Funkcontrollern von Spielkonsolen, Babyphone, Smart TV sowie sämtliche Smart Home Geräte wie z.B. Alexa, Echo, Home Pod und wie sie alle heißen.

Lieferumfang: Acousticom 2 Hochfrequenzmessgerät, stabile Schutztasche, hochwertiger Aufkleber zur Ablesung in $\mu\text{W}/\text{m}^2$.

Preis: 189,00 Euro incl. MwSt. und Versand, Vorkasse.

Bestellmöglichkeit:



BAUBIOLOGIE GEESTHACHT

Messtechnik und Zubehör

www.baubiologie-geesthacht.de

Andreas Thielhorn, Baubiologe IBN, Gerhart Hauptmann Weg 6, 2015 Geesthacht
Tel. 04152 / 877 1988 eMail: info@baubiologie-geesthacht.de

Natur-Feld-Simulator-8 Hertz NFS 8

Beschreibung (1 Seite): siehe anbei.

Preis: 300,00 Euro für einen NFS 8 in weiß oder schwarz, zzgl. 7,00 Euro für einen Satz Batterien (2 Stück), Vorkasse.

Bestellmöglichkeit: FM Elektronik Peter Feucht e.K.

FM-Elektronik | Königsberger Straße 18, 12207 Berlin, Deutschland

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 08:30 bis 15:30 Uhr unter:

Telefon: +49(0)30-7717525 | Telefax: +49(0)30-03076882730 | kontakt@fm-elektronik.de

Vital-Medaillon PEN-YANG System

Preis (August 2019): 79,00 Euro incl. MwSt. zzgl. Versandkosten, Vorkasse.

Bestellmöglichkeit: Sebastian Schertel, Bachstraße 7, 96120 Bischberg, Tel. 09503-503543

E-Mail: sebastian@frankenseo.de

<https://www.elektrosmogprodukte.de/shop/vital-medailleon/>

<https://www.elektrosmogprodukte.de/alle-pen-yang-produkte/>

Beschreibung (1 Seite): siehe anbei,

Ausführliche Beschreibung (3 Seiten): siehe Anlage anbei bzw. Extra-Link.

NFS 8



Der Natur-Feld-Simulator-8Hertz, das 2007 auf Betreiben von D. Broers bei der [FM Elektronik](#) entwickelte Original, ist ein technisches Gerät.

Es enthält in einem schlichten Kunststoff-Gehäuse eine aufwendig gefertigte Magnetspule, auswechselbare Hochleistungs-Batterien und eine Elektronik, die ein mit 8 Hertz gepulstes Magnetfeld erzeugt.

Mit dieser Frequenz wird die „Schumann-Resonanz“ simuliert und zugleich eine Systemresonanz bei 10 KHz angestoßen, die als Ersatz für „Schönwetter-Spherics“ angesehen werden kann.

Weiterhin enthält das Gerät einen **Permanentmagneten**, dessen Feldstärke in 3cm Abstand vom Gehäuse etwa dem natürlichen Erdmagnetfeld entspricht.

Zweckdienlich enthält das Gerät einen Einschalter sowie einen Anhänger, an dem z.B. ein Ring oder Band zu befestigen ist, um das Gerät ggf. am Körper zu tragen.



Der **Anhänger** ist aus hochtransparentem Material gefertigt und dient gleichzeitig einer intern angebrachten grünen Leuchtdiode als Lichtleiter.

Unmittelbar nach dem Einschalten wird die Leuchtdiode für etwa 3 Sekunden mit einem **8-Hertz-Takt** ein- und ausgeschaltet. Danach gibt die Leuchtdiode alle 8 Sekunden einen kurzen Lichtblitz ab und macht damit sowohl den Betriebszustand wie auch die Ladung der Batterien sichtbar.

Mit 2 Batterien bei täglich 8 bis 12 Stunden Einschaltzeit ergibt sich eine **Betriebsdauer von über 1 Jahr**, bei Dauerbetrieb (aus biologischen Gründen nicht zu empfehlen) 5 bis 6 Monate.

Das Gerät kann auch mit nur einer Batterie ohne Leistungseinbuße betrieben werden. Dann ist die jeweilige Betriebszeit jedoch halbiert.

Produktbeschreibung (Download PDF): [NFS8 Prod-Beschr.V4.28.01.15 \(PDF\)](#)

PEN steht für **Positiv Eingesetzte Naturenergie** das Wort **YANG** steht für „alle Naturgesetze“

Das Vital-Medaillon

Schutz vor Elektromog und auch vor den Belastungen, die durch das 5G Netz dazukommen, ist für viele ein wichtiges Bedürfnis, die sich schon in Ihrem Zuhause vor Elektromog geschützt haben. Das Original **Pen-Yang Vital-Medaillon** schließt diese Lücke und stärkt das Immunsystem und die Vitalkräfte im Körper und verhilft dem Träger so zu einem guten Schutz vor allen Arten von Elektromog und auch vor 5G.

Das Vital-Medaillon besteht aus einer ca. 45 mm langen ovalen Keramikplatte, die mit einem Seidenband um den Hals getragen wird. Die Medaillons sind handgefertigt und jedes Stück daher ein Unikat.



Wir haben die Wirksamkeit des Vital-Medaillons überprüfen lassen. Energetische Messungen (Untersuchungen nach der Dr.-Enderlein Dunkelfeldmethode) bestätigen die positive Wirkung des Vital-Medaillons.



Bild 1:

Ausgangsmessung:
Das Blut ist völlig verkrampft, es kommt zur völligen Geldrollenbildung




Bild 2:

Nach 25 Minuten bei Tragen des Medaillons hat sich die Geldrollenbildung vollständig aufgelöst.

Das Pen-Yang Vital-Medaillon gibt es in drei verschiedenen Ausführungen (siehe Abbildungen). Durch die kunsthandwerkliche Herstellung ist somit jedes Medaillon ein Einzelstück. Bitte verwenden Sie für das Medaillon nur das beigefügte Seidenband, da dieses mit der Pen-Yang Energie behandelt wurde.

Die Länge des Medaillons vom Verschluss (Knoten) bis zur Spitze beträgt 45 cm. Tragen Sie das Medaillon mit der nach innen „gewölbten“ Seite (diese wirkt etwas stärker) zum Körper. Das Medaillon sollte nach dem Tragen ca. 20 Sekunden unter fließendem Wasser abgespült werden, um mögliche negative Aufprägungen zu löschen.

Ob sichtbar als Schmuck oder unsichtbar unter der Kleidung getragen, unser Vital-Medaillon erweist sich für den Träger als ein Zugewinn. Man fühlt sich besser, ist belastbarer und kann mit Stress besser umgehen. Nutzer sprechen davon, dass sie sich „auf- und ausgerichtet“ fühlen. Bitte teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit dem Medaillon mit. Wir sind schon auf Ihre Berichte gespannt.



Viel Freude beim Tragen, Ihr Team von **PEN-YANG SYSTEM**.

